

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
ACTH	EDTÁ-s cső (lila)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks)		
ACIL KARNITIN	DBS-korong	SE Bókay	Közös meghajtón		
Adalimumab és anti-adalimumab szérumban	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Adalimumab Vizsgálatkérő lap (Medworks)		
ADAMTS13-aktivitás génterápiások részére	citrátos cső (kék)	SE Kutatólaboratórium	Semmelweis Egyetem Kutatólaboratórium vizsgálat kérőlap (közös)!		
Adenovírus szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V16 Vizsgálatkérő lap molekuláris mikrobiológiai 2026	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK légúti kórokozók viroológiai kérőlap
AFP	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026	Sote	Honvédkórház kémiai vizsgálatok B-L-2-02 laboratóriumi vizsgálatkérőlap (Medworks)
Aldoszteron	natív cső (piros)	SE Endokrinológia labor	Kollák Zita dr.-nő által szerkesztett kérőlap a Medworksben vagy SOTE - IZOTÓP labor eredeti kérőlap (Renin,aldoszteron, Chromogranin A)		
alfa1-antitripszin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 kérőlapra egyéb kérésekhez beírni (Medworks)		
alkalikus foszfatáz izoenzimek meghat. elektroforézissel	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Alzheimer diagnosztikai fehérjék (Total Tau protein, pTau protein, Bétaamyloid 1-40, Béta- amyloid 1-42, 1-42/1-40 arány)	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Alzheimer Vizsgálatkérő lap		
Amikacin szint	natív cső (piros)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor-Gyógyszerszint-2025 (eredeti)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (medworks)
Ampicillin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok-O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Amanitin toxin	Vizelet	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V21 - Amanitin toxin ELISA (medworks)		
Androsztendion	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Szteroidok-O365 Vizsgálatkérő lap		
antiepileptikum gyógyszerszintek	natív cső (piros)	OKITI	Neurológián elérhető		
Bordetella szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Carbamazepin-epoxi	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszerszint vizsgálatkérő lap	OKITI	natív cső (piros)

anti-HBc antitest	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
anti-HBs antitest	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
ANTI-MÜLLER hormon (AMH)	natív cső (piros)	Synlab Csepel	Synlab kémia kéréslapra külön ráírni az egyéb vizsgálatokhoz		
anti-Thyreoglobulin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kéréslap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni		
antitrombin III	citrátos cső (kék)	Honvédkórház	Honvéd hematológiai, véralvadási vizsgálatok B-L-2-10 (Medworks)	SE Transzplantációs Klinika	nincs külön kéréslapja, írni kell
anti-Xa (LMWH terápia monitorizálás)	citrátos cső (kék)	Honvédkórház	Honvéd hematológiai, véralvadási vizsgálatok B-L-2-10 (Medworks)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kéréslapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kéréslap"-ra kell külön ráírni (Medworks)
anyagcserebeteg-ségek szűrése	megfelelő anyag	SE I. Gyermekklinika	SE szelektív anyagcserevizsgálat kéréslap 2020 (Medworks)		
autoimmun antitestek (ANA, ASCA, ANCA)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kéréslap 2025.12-től (Medworks)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkéréslap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)
Autoimmun encephalitis liquor	liquor	SE Immunológia Labor	SE Immun kéréslap 2025.12-től (Medworks)		
Autoimmun encephalitis szérum	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kéréslap 2025.12-től (Medworks)		
Apixaban	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - egyéb-gyógyszerek-0365 vizsgálatkérő lap 2026		
Aszparagináz enzim aktivitás	K3-EDTA-alvadásgátolt vér plazmája	SE Központi Labor Pest	SOTE - Aszparagináz Vizsgálatkérő lap		
A vitamin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE – Vitaminok-0365 vizsgálatkérő lap		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
B12 vitamin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)
Bartonella szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Borrelia szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)
Brucella szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
C1-inhibitor panel	natív cső (piros)	SE Kutatólaboratórium	Semmelweis Egyetem Kutatólaboratórium vizsgálat kérőlap (közös)!		
C1q antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		

Cardiolipin/béta 2 GPI elleni antitest IgG/IgM CIA (Thrombophilia panel)	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)
CCP (ciklikus citrullin peptid, filaggrin) antitest	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)
Cefazolin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Cefepim	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Ceftazidim	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Ceftriaxon	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Colistin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Cöruloplazmin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026		
Chlamydia pneumoniae szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Chlamydia trachomatis szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Chlamydia trachomatis szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
chromogranin-A	natív cső (piros)	SE Endokrinológia labor	Kollák Zita dr.-nő által szerkesztett kérőlap a Medworksben vagy SOTE - IZOTÓP labor eredeti kérőlap (Renin,aldoszteron, Chromogranin A)		
cink	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Clobazam	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenció Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszer szint vizsgálatkérő lap		
Clonazepam	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenció Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszer szint vizsgálatkérő lap		
Clostridium antigén és toxin (ambuláns betegek)	széklettartály	Synlab Csepel	Synlab mikrobiológia tenyésztés kérőlap (Medworks)		
CMV szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
CMV PCR	megfelelő anyag (vizelet, liquor, plazma..stb)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V16 Vizsgálatkérő lap molekuláris mikrobiológiai vizsgálatokhoz		
coerulopasmin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks)		
Coxiella (Q láz) szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
C-peptid	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		
COVID IgG szerológia	natív cső (piros)	SE Mikrobiológiai Labor	nincs külön kérőlapja		
cyclosporin szint	EDTÁ-s cső (lila)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor-Gyógyszerezint-2025 (eredeti)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V23 Vizsgálatkérő lap terápiás gyógyszer szint vizsgálatokhoz (medworks)

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
cystatin-C	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		
DHEA-S	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		
Diabetes markerek (tirozin foszfatáz A2 (AI2), inzulin elleni antitest, ZnT8 elleni antitest)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
digoxin	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)
dsDNS elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
DQ2-DQ8	2 db EDTÁ-s cső (lila)	OVSZ	OVSz vizsgálatkérőlap (közös meghajtó LABOR/KÜLSŐS KÉRŐLAPOK)		
EBV szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)		
EBV antitestek	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
Extrahálható nukleáris antigének (ENA) elleni antitest (SS-A (Ro), SS-B (La), Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1 antitest)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Echinococcus antitest meghatározás	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)	Synlab Csepel	Synlab szerológia fekvő kérőlap (Medworks)
egyéb tumor markerek	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (medworks)	Se központi Labor Pest	
EMA (Endomizium elleni antitest)	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től
Enterovírus kimutatás	széklettartály	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
Enterovírus kimutatás (PCR)	megfelelő anyag	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
Everolimus gyógyszer szint	EDTÁ-s cső (lila)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor-Gyógyszerszint-2025 (eredeti)		
E vitamin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE – Vitaminok-O365 vizsgálatkérő lap		
féregpete, protozoon	széklettartály	Synlab Csepel	Synlab mikrobiológia tenyésztés kérőlap (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)
fibrinogén	citrátos cső (kék)	Honvédkórház	Honvédkórház Hematológiai véralvadási vizsgálatok B-L-2-10 laboratóriumi vizsgálatkérőlap (Medworks)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks)

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Flavivírusok (KEV, WNV, Dengue..)	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
folsav (szérum)	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni		
Glutaminsav dekarboxiláz (GAD) elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
Glomeruláris bazálmembrán antitest (GBM)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
Gangliozid ellenes antitestek	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
Gentamicin szint	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks) Külön ráírni	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)
Giardia/Crypto sporidium antigén (amb)	széklettartály	Synlab Csepel	Synlab mikrobiológia tenyésztés (járó) (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)
haptoglobin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks)		
haptoglobin génterápiások részére	natív cső (piros)	SE Kutatólaboratórium	Semmelweis Egyetem Kutatólaboratórium vizsgálat kérőlap (közös)! Külön rá kell írni		
HAV antitest	natív cső (piros)	Synlab Csepel	Synlab szerológia kérőlap (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
HBsAg	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	Synlab Csepel	Synlab szerológia kérőlap (Medworks)
HBV PCR	natív cső (piros)	SE Transzplantációs Klinika			

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
HCV antitest	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő
Hepatitis A, B, C, D, E szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
HSV PCR	megfelelő anyag	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V16 Vizsgálatkérő lap molekuláris mikrobiológiai 2026 (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
HEp-2 ANA	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
HEV antitest	natív cső (piros)	Synlab Csepel	Synlab szerológia kérőlap (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
HHV-6	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V16 Vizsgálatkérő lap molekuláris mikrobiológiai vizsgálatokhoz	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
Hisztón antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
HIV szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)
hidroxiklorokin + dezetil-hidroxiklorokin	EDTÁ-s cső (lila)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet	SOTE - egyéb-gyógyszerek-O365 vizsgálatkérő lap 2026		
homocisztein	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
homovanillinsav	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet	SOTE - Biogen-aminok-O365 Vizsgálatkérő lap 2026		
Hormonok (LH, FSH, prolaktin, ösztadiol, progeszteron, HCG)	natív cső (piros)	Honvéd Kórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)		
HSV 1,2 szerológia	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
IGF-1	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni		
IgLON5	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12-től (Medworks)		
Infliximab és anti-Infliximab	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Infliximab Vizsgálatkérő lap (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Interleukin 6	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		
Kalcitonin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 -ra kell az egyéb kérésekhez beírni (Medworks)	Honvédkórház	Honvédkórház kémiai vizsgálatok B-L-2-02 laboratóriumi vizsgálatkérőlap (Medworks)
Katekolamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin)	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok-O365 Vizsgálatkérő lap 2026		
Kolinészteráz	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (medworks)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026
komplement C3, C4	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE – Transzplant labor vizsgálatkérő lap (2025.09.26.)
komplement CH50	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)		
komplement vizsgálatok génterápiások részére	natív cső (piros)	SE Kutatólaboratórium	Semmelweis Egyetem Kutatólaboratórium vizsgálat kérőlap (közös)!		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
kortizol szérumból	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Szteroidok-O365 Vizsgálatkérő lap		
kortizol vizeletből	vizeletes cső (fehér)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Szteroidok-O365 Vizsgálatkérő lap		
Kromatin elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től		
Lamotrigine	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenciók Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszerszint vizsgálatkérő lap		
laktát	liquor és/vagy natív cső (piros)	SE I. Gyermekklinika	SE szelektív anyagcserevizsgálat kérőlap 2020 (Medworks)		
Lárvavándoroltatás, szedimentáció	széklettartály	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)		
Legionella szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Légúti panel PCR (SARS CoV2, Influenza A, Influenza B vírus ; RSV; Adenovírus; Parainfluenza vírus 1-4; Bocavírus; Koronavírus; Humán metapneumovírus; Rhinovírus)	orr-garatváladék, garatmosó folyadék	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK légúti kórokozók virológiai kérőlap		
Leptospira szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Levetiracetam	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenciók Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszerszint vizsgálatkérő lap		
Linezolid	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Liquor LINK index	liquor és natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V22 Vizsgálatkérő lap liquor vizsgálatokhoz (medworks)		
liquor immunológia (liquor és szérum is!)	liquor és natív cső (piros)	SE Neurológiai Klinika	Neurológián elérhető		
Lítium	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks)		
mGlutamát receptor 1 és 5	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Myasthenia gravis antitestek	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Mielin asszociált glikoprotein antitest IgM (MAG)	natív cső (piros), liquor	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Mikológia direkt kimutatás (Candida, Aspergillus)	Hemokultúra, seb,vizelet, BAL	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V01 Vizsgálatkérő lap bakteriológiai		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Mikológia indirekt kimutatás (1,3-β-D- glükán, Aspergillus galaktomannán)	natív cső (piros), BAL	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)		
méh és darázs spec. IgE	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	Semmelweis Egyetem Immunológiai laboratórium vizsgálat kérőlap (Medworks)		
Morbilli	natív cső (piros), vizelet, liquor	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)
Mellékvesekéreg elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
metanefrin	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok- O365 Vizsgálatkérő lap 2026		
metanefrin	EDTA-s cső (lila)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok- O365 Vizsgálatkérő lap 2026		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Meropenem	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
MOG (mielin oligodendrocyta glikoprotein) elleni antitest	natív cső (piros), liquor	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Mucopoliszaccharidosis vizsgálat	vizeletes cső (fehér)	Heim Pál Kórház Labor	nincs külön kérőlapja, írni kell		
MUMPSZ	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)
Mycoplasma pneumoniae antitestek	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Mycophenolate mophetil gyógyszer szint (Cellcept)	EDTÁ-s cső (lila)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor- Gyógyszorszint-2025 (eredeti)		
Mycoplasma tenyésztése	vizeletes cső (bórsavas) max. 5 ml, vizelet első frakciója!	SE Mikrobiológiai Labor	SOTE - Mikrobiológiai Vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
Myositis specifikus antitestek, Immunoblot	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
NMO elleni antitest (Aquaporin-4)	natív cső (piros), liquor	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Nodo-paranodopátia szűrőteszt	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Normetanephrin	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok- O365 Vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
NSE	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks)		
Osteocalcin	natív cső (piros)	Corden	Corden kérőlap (Medworks)		
Organikus savak	Vizelet	SE I. Gyermekklinika	SE szelektív anyagcserevizsgálat kérőlap 2020 (Medworks)		
Ovário elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Oxalát	natív cső (piros)	SE I. Gyermekklinika	SE szelektív anyagcserevizsgálat kérőlap 2020 (Medworks)		
Paraneoplasztikus neurológiai marker	natív cső (piros), liquor	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Phenitoin	natív cső (piros)	SE Idegsebészeti és Neurointervenció Klinika Központi Laboratórium	SOTE-LMI-INK-drog-kerolap Laboratóriumi gyógyszerszint vizsgálatkérő lap	OKITI	natív cső (piros)
hospholipase A2 receptor elleni antitest (PLA2)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Parvovírus B19 szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)
piruvát	liquor és natív cső (piros)	SE I. Gyermekklinika	SE szelektív anyagcserevizsgálat kérőlap 2020 (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Piperracillin	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Antibiotikumok- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Porfíria	vizelet, egyéb	Honvédkórház	Honvéd - Porfíria vizsgálatokhoz Laboratóriumi Vizsgálatkérő lap B-L-2-09 (medworks)		
Pozakonazol	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Azolok - O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Purkinje sejt elleni AT	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
proBNP (NT-proBNT)	EDTÁ-s cső (lila)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap" (Medworks)		
PTH	EDTÁ-s cső (lila)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026-ra külön ráírni (Medworks)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026
P Ribosoma elleni antitest	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
Quantiferon (TBC)	speciális csövek	Orsz. Korányi Pulm. Int.	Quantiferon vizsgálatkérő lap (közös meghajtó LABOR/KÜLSŐS KÉRŐLAPOK)		
Renin aktivitás	EDTÁ-s cső (lila) 9 mL	SE Endokrinológialabor	Kollák Zita dr.-nő által szerkesztett kérőlap a Medworksben vagy SOTE - IZOTÓP labor eredeti kérőlap (Renin,aldoszteron, Chromogranin A)	Honvédkórház	Honvédkórház kémiai vizsgálatok B-L-2-02 laboratóriumi vizsgálatkérőlap (Medworks)

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Reuma faktor	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)	SE Központi Labor Pest	Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap (Medworks)
Réz	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks)		
rivaroxaban LC-MS/MS	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet	SOTE - egyéb-gyógyszerek- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Rubeola IgG	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (medworks)		
Salmonella szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Scleroderma specifikus antitestek (cl-70, CENP- A, CENP-B, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Ku, RNA polimeráz III, RNP 68 kD, fibrillarin, Th/To elleni antitestek)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kérőlap 2025.12- től (Medworks)		
SHBG	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	A "SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026"-ra kell az egyéb kérésekhez beírni (Medworks)		
Sirolimus	EDTÁ-s cső (lila)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor- Gyógyszorszint-2025 (eredeti)		
STI panel	vizelet, sejttörlet	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V16 Vizsgálatkérő lap molekuláris mikrobiológiai 2026 (Medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Székklettenyésztés üzemorvos	széklettartály	Synlab Csepel	Synlab mikrobiológia tenyésztés (járó) (Medworks)		
székklettenyésztés ambuláns betegeknek	széklettartály	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V01 - Vizsgálatkérő lap bakteriológiai, mikológiai és parazitológiai vizsgálatokhoz (Medworks)		
székklettenyésztés fekvő betegeknek	széklettartály	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V01 - Vizsgálatkérő lap bakteriológiai, mikológiai és parazitológiai vizsgálatokhoz (Medworks)		
Szervspecifikus antitest csoport (mitokondrium, simaizom, mikroszomális, májspecifikus protein, retikulin, parietális sejt, kollagén antitestek)	natív cső (piros)	SE Immunológia Labor	SE Immun kéréslap 2025.12- től (Medworks)		
szöveti transzglutamináz specifikus IgA és IgG külön	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd B-L-2-04 Laboratóriumi vizsgálatkéréslap Immundiagnosztikai vizsgálatokhoz 2026 (Medworks)		
Szteroid panel	natív cső (piros)	SE Nagyváradi tér	SOTE - Szteroidok-O365 Vizsgálatkérés lap (Medworks)		
Tacrolimus szint	EDTÁ-s cső (lila)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor- Gyógyszorszint-2025 (eredeti)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V23 Vizsgálatkérés lap terápiás gyógyszer szint vizsgálatokhoz (medworks)
Teicoplanin	natív cső (piros)	SE Transzplantációs Klinika	SOTE - Transzplant-Labor- Gyógyszorszint-2025 (eredeti)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
teofilin szint	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)		
Teriflunomid	EDTÁ-s cső (lila)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - egyéb-gyogyszerek- O365 vizsgálatkérő lap 2026		
Thrombophilia panel	3 db Citr. vér + 1 db Natív vér + 1 db EDTA-s vér	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a Semmelweis Egyetem "Központi Labor Pest kérőlap"-ra kell külön ráírni (Medworks)		
Thyreoglobulin	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni		
T. pallidum (Lues)	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
toxocara antitest	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)	Synlab Csepel	Synlab szerológia fekvő kérőlap (Medworks)
toxoplasma antitest	natív cső (piros)	Synlab Csepel	Synlab szerológia (járó) (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK parazitológiai vizsgálatkérő 2026 (Medworks)
TRAK: TSH rec. elleni at.	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026 (Medworks) egyéb kérésekhez beírni		
Tumormarkerek (CA 125, PSA, CEA, CA 15-3, CA 19-9, HE4+ROMA index)	natív cső (piros)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (medworks)		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
Ureaplasma tenyésztése	vizeletes cső (bórsavas) max. 5 ml, vizelet első frakciója!	SE Mikrobiológiai Labor	SOTE - Mikrobiológiai Vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)		
Vancomycin szint	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	nincs külön kérőlapja, írni kell, vagy a "SOTE - Központi Labor Pest kérőlap 2026"-ra kell az egyéb kérésekhez beírni (Medworks)	Honvédkórház	Honvéd_B-L-2-02 Laboratóriumi vizsgálatkérőlap RUTIN KÉMIAI VIZSGÁLATOK 2026 (Medworks)
Vanillilmandulasav	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok-O365 Vizsgálatkérő lap 2026		
Vedolizumab és anti-Vedolizumab	natív cső (piros)	SE Központi Labor Pest	SOTE - Vedolizumab Vizsgálatkérő lap		
vesekő	vizeletes cső (fehér)	Synlab Csepel	Synlab kémia kérőlapra egyéb vizsgálatokhoz külön ráírni (Medworks)		
vírus kimutatás PCR-ra	megfelelő anyag	NNK (volt OKI)	NNK virológia kérőlap (Medworks)		
VMA					
Vorikonazol	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Azolok - O365 vizsgálatkérő lap 2026		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben (2)</u>
VZV	natív cső (piros)	DPC Szt. László Kórház	BA-INT-V17 - szerológiai vizsgálatkérő (Medworks)	NNK (volt OKI)	OEK_NNGYK virológiai vizsgálatkérő lap 2026 (Medworks)
Yersinia szerológia	natív cső (piros)	NNK (volt OKI)	OEK Bakteriológiai vizsgálatkérő lap (Medworks)		
Zoonózis	natív cső (piros), liquor	NNK (volt OKI)	OEK bakteriologiai vizsgálatkérő lap_2025		
17-OH progeszteron	natív cső (piros)	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Szteroidok-O365 Vizsgálatkérő lap		
5-hidroxiindolecetsav	vizeletes cső (fehér) 24 órás gyűjtött vizelet	SE Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet	SOTE - Biogen-aminok-O365 Vizsgálatkérő lap 2026		

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve</u> <u>Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben</u> <u>(2)</u>
------------------	------------------	------------------------	--	-------------------------	---

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve</u> <u>Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben</u> <u>(2)</u>
------------------	------------------	------------------------	--	-------------------------	---

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve</u> <u>Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben</u> <u>(2)</u>
------------------	------------------	------------------------	--	-------------------------	---

<u>vizsgálat</u>	<u>cső típus</u>	<u>elsősorban hová</u>	<u>Kérőlap neve</u> <u>Medworksben(1)</u>	<u>másodsorban hová</u>	<u>Kérőlap neve Medworksben</u> <u>(2)</u>
------------------	------------------	------------------------	--	-------------------------	---

megjegyzés

Szállítás a laborba papírvattába csomagolva jégzselével, minél hamarabb a laborba kell juttatni!

Engedélyhez kötött 25000 Ft

megjegyzés

Mély: Gyógyszerbevétel előtt kell
levenni a vérmintát! **Csúcs:**
Gyógyszerbevétel után 2 órával
kell levenni a vérmintát!

Neurológián elérhető

<u>megjegyzés</u>
Fizetős vizsgálat!!

|

<u>megjegyzés</u>

|

megjegyzés

|

megjegyzés

a mintavétel időpontját jelölni kell

Gyógyszerbevétel előtt kell levenni
a vérmintát!

megjegyzés

5 ml minta az ideális

megjegyzés

Ha nincs rajta, akkor külön rá kell írni!

Gyógyszerbevétel előtt kell levenni a vérmintát.

a mintavétel időpontját jelölni kell.



megjegyzés

csúcs: mintavétel 1/2-1 órával az infúzió vége után vagy völgy: mintavétel közvetlenül a következő dózis beadása előtt

A mintavétel időpontját jelölni kell

megjegyzés

A mintát centrifugálás
NÉLKÜL fagyasztani
szükséges. A szállítás
fagyasztva, jégakku között
történjen.

<u>megjegyzés</u>	
24 órás gyűjtött vizelet (ha savra történik a gyűjtés, 10 ml 25%-os sósav, vagy 25 ml 10%-os sósav elsőként ürített vizeletfrakcióhoz történő hozzáadása javasolt; a savra gyűjtés nem feltétele a vizsgálat elvégzésének).	A gyűjtött mennyiséget szükséges feljegyezni. Fénytől védve szükséges tárolni. Acetilszalicilsav, chlorpromazine, isoniazid, koffein, levodopa, methocarbamol, nicotine, paracetamol, phenobarbital, promethazine gyógyszerelés a vizsgálati eredményt befolyásolhatja.
szállítás a laborba papírvattába csomagolva jégzselével	

megjegyzés

szállítás a laborba papírvattába
csomagolva jégzselével

24 órás savra gyűjtött vizelet (10
ml 25%-os sósavra, vagy 25 ml 10%
-os sósavra). A gyűjtött
mennyiséget szükséges feljegyezni.

megjegyzés

jelölni kell, hogy reggeli vagy éjszakai, szállítás a laborba papírvattába csomagolva jégzselével

24 órás gyűjtött vizelet
összmenyiség jelölése

megjegyzés

|

megjegyzés

A vizsgálati mintát a laboratóriumtól kapott sósavon (10 ml 25%-os sósavra, vagy 25 ml 10%-os sósavra), hűtve, fénytől elzárva kérjük gyűjteni. 24 órás savra gyűjtött vizeletből leöntött mintát a pontos térfogat feltüntetésével kérjük beküldeni. (pheochromocytoma gyanúja)

Mintavétel előtt a beteget legalább 20-30 percig pihentetni kell. A vérmintát 1 órán belül centrifugálni szükséges. A plazmát centrifugálást követően fagyasztani kell. A szekunder csövek szállítása fagyasztva történjen, 24 órán belül.

<u>megjegyzés</u>
A vizeletet hűteni kell.
Gyógyszerbevétel előtt kell levenni a vérmintát !
Ha tartósítószer mentes transzportcsőbe történik a mintavétel, akkor a mintát 4 órán belül el kell juttatni a SE Mikrobiológiai Laborba.

|

megjegyzés

A vizsgálati mintát a laboratóriumtól kapott sósavon, hűtve, fénytől elzárva kérjük gyűjteni. A 24 órás gyűjtött vizeletből leöntött mintát a pontos térfogat feltüntetésével kérjük beküldeni. (pheochromocytoma gyanúja)

Neurológián elérhető

megjegyzés

Szállítás a laborba papírvattába
csomagolva jégzselével

A csöveket a laborból kell kérni! A
honlapon elérhető a mintavételi és
mintakezelési útmutató

Szállítás a laborba papírvattába
csomagolva jégzselével, minél
hamarabb a laborba kell juttatni!

<u>megjegyzés</u>
<u>Ne kérjétek a SE Immunológia</u> <u>Labortól, mert ott izotípus</u> <u>vizsgálatot végeznek, felesleges és</u> <u>drága!!</u>
Gyógyszerbevétel előtt kell levenni a vérmintát !

|

megjegyzés

a mintavétel időpontját jelölni kell

a mintavétel időpontját jelölni kell

a mintavétel időpontját jelölni kell

Gyógyszerbevétel előtt kell levenni a vérmintát !

Gyógyszerbevétel előtt kell levenni a vérmintát !

megjegyzés

|

<u>megjegyzés</u>
Ha tartósítószer mentes transzportcsőbe történik a mintavétel, akkor a mintát 4 órán belül el kell juttatni a SE Mikrobiológiai Laborba.
<u>csúcs</u> : mintavétel egy órával az infúzió vége után vagy <u>völgy</u> : mintavétel közvetlenül a következő dózis beadása előtt
24 órás savra gyűjtött vizelet (10 ml 25%-os sósavra, vagy 25 ml 10%-os sósavra). Fénytől védve szükséges tárolni és szállítani. A gyűjtött mennyiséget szükséges feljegyezni.
Nem korszerű, helyette vizelet metanephrin és normetanephrin vizsgálat ajánlott!

<u>megjegyzés</u>	
24 órás gyűjtött vizelet (ha savra történik a gyűjtés, 10 ml 25%-os sósav, vagy 25 ml 10%-os sósav elsőként ürített vizeletfrakcióhoz történő hozzáadása javasolt; a savra gyűjtés nem feltétele a vizsgálat elvégzésének).	A gyűjtött mennyiséget szükséges feljegyezni. Fénytől védve szükséges tárolni. Padlizsán, avokádó, banán, áfonya, egres, dinnye, szilva, ananász, paradicsom és dió fogyasztása a mintagyűjtés előtti 4 napban kerülendő.

megjegyzés

megjegyzés

megjegyzés

megjegyzés